

FICHE PRODUIT

SOINS D'INCONTINENCE



Empêche la peau de développer une Dermatite d'incontinence (DI)

Les produits d'incontinence Swash offrent une protection préventive de la peau qui aide à prévenir les dégâts cutanés dus au contact de l'urine et des matières fécales avec la peau (DI), et permettent de les garder à un stade précoce, avant qu'ils ne dégénèrent en ulcère de pression. La gamme complète de produits d'incontinence Swash peut aider la peau à récupérer plus rapidement grâce à sa formule-Trixotric innovante et améliorée.

Les produits d'incontinence **Swash Perineum** 3-en-1 sont conçus pour nettoyer, soigner et protéger la peau en une seule action. Les produits **Swash Perineum+** 4-en-1 vont un peu plus loin dans les soins d'incontinence et sont conçus pour nettoyer, soigner, protéger et le soutien pour la récupération. Cette dernière étape est rendue possible par la **formule-Trixotric** qui aide à la restauration de la peau.

La combinaison de plusieurs produits en un seul simplifie les soins pour l'incontinence. Alors que les soins traditionnels pour l'incontinence nécessitent plusieurs étapes et produits, grâce aux ingrédients contenus dans **Swash Perineum+**, le régime de soins peut désormais être réalisé en un seul geste. Il est donc plus pratique pour le soignant et encourage l'adhésion au régime de soins.

Caractéristiques des produits pour l'incontinence Swash:



Barrière protectrice avec **3% de Diméthicone**



Lotion **100% sans parfum*** à l'odeur neutre, **testé** dermatologiquement



Lotion **PH neutre** et **hypoallergénique**



Les produits peuvent être **réchauffés**



Des **ingrédients nutritifs** notamment de la Vitamine E, l'Acide Hyaluronique** et de la Glycérine



Production dans un environnement en **salle blanche** qui garantit une haute qualité des produits



Sans formaldéhyde



Trixotric: qui aide à la restauration de la peau - seulement **Swash Perineum+**

* Sauf pour les lingettes nettoyantes Swash
** Uniquement inclus dans Perineum+ Wipes



Lyocell

Le tissu des produits de lavage Swash est composé, entre autres, de la fibre de bois Lyocell. Cette fibre naturelle se caractérise par sa pureté, sa douceur et sa qualité absorbante. Lyocell est produit dans le respect de l'environnement. Le processus de production innovant, qui recycle à la fois l'énergie et l'eau, permet de causer le moins de dommage possible à l'environnement.

Présentation des produits:

Les produits Swash Perineum 3-en-1 pour l'incontinence Swash sont des gants ou des lingettes, pré-humidifiés, imprégnés d'un protecteur cutané, 3% de Diméthicone. Cette huile à base de silicone laisse un film léger sur la peau et la protège ainsi contre les irritations provoquées par l'humidité extérieure. Ce film est non-occlusif et permet à la peau de respirer.

Les produits Swash Perineum+ 4-en-1 ont les avantages des produits 3-en-1 et en plus la formule-Trixotric. Les produits Perineum+ déposent une couche protectrice, mais respirante, sur la peau, tout en favorisant la restauration de la peau grâce à la formule Trixotric - une combinaison d'Acide Hyaluronique, d'Hydrogel et d'Argile Naturelle. La zone périnéale peut être nettoyée en profondeur tout en étant nourrie par des ingrédients de soin de la peau tels que la Vitamine E, la Glycérine, l'Acide Hyaluronique, le Glycol Caprylique et le Caprylate de Glycérile. Même une contamination ou une desquamation importante peut être facilement éliminée. La combinaison des fibres, Lyocell et du polyster, garantissent une qualité optimale des produits.

Swash Cleansing Wipes sont des lingettes spécialement conçues pour le nettoyage régulier de la peau contaminée. La lotion contient un ingrédient apaisant à base de jojoba qui est doux pour la peau.

Swash Dry Gloves sont des gants de toilette doux et jetables destinés aux soins de l'incontinence. Peuvent s'utiliser humides ou secs. Résistants aux déchirures, non abrasifs même humides.

Swash Perineum Wipes

Les lingettes sont composées d'un tissu doux et épais, basé sur le recouvrement croisé Needlepoint (non-tissé). La dimension extra longue de la lingette permet d'effectuer des nettoyages d'incontinence avec rapidité et confort.

Swash Perineum+ Wipes

Les lingettes sont composées d'un tissu robuste et doux basé sur le recouvrement croisé Spunlace (non-tissé) de faible relief (embossage), qui procure une sensation agréable sur la peau.

Swash Perineum Gloves

Les gants sont composés d'un tissu robuste et doux basé sur le recouvrement croisé Spunlace (non tissé) de faible


relief (embossage), qui procure une sensation agréable sur la peau. Les gants sont produits avec une technique de soudure par ultrason, qui garantit leur robustesse. La longueur du gant, supérieure à la moyenne, recouvre toute la main, ce qui facilite le lavage des parties du corps difficiles à atteindre.

Swash Cleansing Wipes

Les lingettes sont composées d'un tissu robuste et doux basé sur le recouvrement croisé Spunlace (non-tissé).

Swash Dry Gloves

Les gants sont composés d'un tissu robuste et doux basé sur le recouvrement croisé Spunlace (non tissé).

NUMÉRO D'ARTICLE	NOM DU PRODUIT	NOMBRE DE LOTS PAR BOITE / PALETTE
810000050 	Swash Perineum Wipes 4-lots (sans parfum)	64 / 4.032
810000049 	Swash Perineum Wipes 8-lots (sans parfum)	40 / 2.520
810000048 	Swash Perineum Gloves 4-lots (sans parfum)	80 / 5.040
810000047 	Swash Perineum Gloves 8-lots (sans parfum)	40 / 2.520
810000052 	Swash Perineum+ Wipes 4-lots (sans parfum)	84 / 5.292
810000051 	Swash Perineum+ Wipes 8-lots (sans parfum)	56 / 3.528
810000053 	Swash Cleansing Wipes 48-lots (sans parfum)	12 / 756
810000055 	Swash Cleansing Wipes 24-lots (parfumé)	24 / 1.512
810000054 	Swash Cleansing Wipes 48-lots (parfumé)	12 / 756
810000056	Swash Dry Bathing Gloves 50-lots -	20 / 560

trixotric

8 1018f_11.2024_v2

PROMEDICAL AG
Bleichstrasse 65 • 8750 Glarus
promedical.ch / nizell.ch

Contactez-nous dès maintenant !
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution personnalisée pour vous.
055 645 50 00 | info@promedical.ch

